

PHSP6系列微型接杆



说明:


PHSP6 系列微型接杆, 采用 6mm 直径的不锈钢, 可以使用在真空中, 分为 2 种接口形式。

选型表:


型号	PHSP6-1	PHSP6-2	PHSP6-3	PHSP6-4	PHSP6-5	PHSP6-6	PHSP6-7
型号	PHSP6-1A	PHSP6-2A	PHSP6-3A	PHSP6-4A	PHSP6-5A	PHSP6-6A	PHSP6-7A
直径 (mm)	6						
总体高度L (mm)	20	35	50	75	100	150	200
中间孔高度H (mm)	10	17.5	25	25	50	50	50

尺寸图:

PHSP6-x



PHSP6-xA



NMPH系列整体式微型杆架底座



说明:

NMPH (New Mini Post Holder) 系列整体式微型杆架底座, 是卓立汉光“N系列”新型调整架中的一个系列产品, 配合 PHSP6 系列使用。

特点:

- 结构紧凑: 杆架和底座集成在一起, 可以节约更多空间, 安装更快捷
- 安装方便: 底座可以旋转, 带有微磁性, 调整更方便
- 更加精巧: 夹持6mm直径的接杆, 可以使光路更加精巧
- 系列化丰富: 长度为20mm、25mm、30mm、40mm、50mm和75mm

选型表:

型号	NMPH20	NMPH25	NMPH30	NMPH40	NMPH50	NMPH75
装卡直径 (mm)	6					
总体高度H (mm)	20	25	30	40	50	75
手轮高度L (mm)	13	17	22	32	42	67

尺寸图:

