


# NTBB系列不锈钢面包板



## 命名规则:

**NTBB 3 3 - 50 (-304) (-316)**



## 特点:

- 标准台面上台板材料为SUS430 (1Cr17) 高导磁不锈钢, 台面也可选择整体材料为SUS304弱磁不锈钢面包板, 台面也可选择整体材料为SUS316极弱磁不锈钢面包板。
- 表面经过亚光处理, 可有效减少杂散光。
- 侧面为灰色铝塑板, 美观、实用, 四角用不锈钢板包角。

## 技术指标:

- 平面度: 0.1mm/600mm×600mm
- 厚度: 50/100/150/200mm
- 孔距: 25mm×25mm
- 最边缘孔距边: 37.5mm
- 孔径: M6
- 重量: 50mm厚: 约110Kg/m<sup>2</sup>  
100mm厚: 约120Kg/m<sup>2</sup>  
150mm厚: 约130Kg/m<sup>2</sup>  
200mm厚: 约140Kg/m<sup>2</sup>

## 选型表:

型号	名称	尺寸 (mm)
NTBB33-50	不锈钢面包板	300×300×50
NTBB345-50	不锈钢面包板	450×300×50
NTBB4545-50	不锈钢面包板	450×450×50
NTBB36-50	不锈钢面包板	600×300×50
NTBB456-50	不锈钢面包板	600×450×50
NTBB66-50	不锈钢面包板	600×600×50
NTBB459-50	不锈钢面包板	900×450×50
NTBB69-50	不锈钢面包板	900×600×50
NTBB99-50	不锈钢面包板	900×900×50
NTBB810-50	不锈钢面包板	1000×800×50
NTBB612-50	不锈钢面包板	1200×600×50
NTBB812-50	不锈钢面包板	1200×800×50
NTBB912-50	不锈钢面包板	1200×900×50
NTBB1212-50	不锈钢面包板	1200×1200×50
NTBB615-50	不锈钢面包板	1500×600×50
NTBB915-100	不锈钢面包板	1500×900×100
NTBB1015-100	不锈钢面包板	1500×1000×100
NTBB1215-100	不锈钢面包板	1500×1200×100
NTBB1515-100	不锈钢面包板	1500×1500×100
NTBB918-100	不锈钢面包板	1800×900×100
NTBB1018-100	不锈钢面包板	1800×1000×100
NTBB1218-100	不锈钢面包板	1800×1200×100
NTBB1518-100	不锈钢面包板	1800×1500×100
NTBB1020-150	不锈钢面包板	2000×1000×150
NTBB1220-150	不锈钢面包板	2000×1200×150
NTBB1520-150	不锈钢面包板	2000×1500×150
NTBB1520-200	不锈钢面包板	2000×1500×200
NTBB1224-150	不锈钢面包板	2400×1200×150
NTBB1224-200	不锈钢面包板	2400×1200×200
NTBB1524-150	不锈钢面包板	2400×1500×150
NTBB1524-200	不锈钢面包板	2400×1500×200
NTBB1824-150	不锈钢面包板	2400×1800×150
NTBB1824-200	不锈钢面包板	2400×1800×200
NTBB1230-200	不锈钢面包板	3000×1200×200
NTBB1530-200	不锈钢面包板	3000×1500×200