

# 显微镜物镜 (Microscope objective)

## 标准显微镜物镜



195消色差显微镜物镜相关参数:

参数	单位	消色差显微镜物镜					
		X4	X10	X20	X40	X60	X100
型号		X4	X10	X20	X40	X60	X100
放大倍率		4	10	20	40	60	100
数值孔径(N.A)		0.1	0.25	0.4	0.65	0.85	1.25
工作距离(W.D.)	mm	37.5	2.043	2.0	0.6	0.185	0.195
共轭距离	mm	195	195	195	195	195	195
齐焦距离	mm	45	45	45	45	45	45
盖玻片厚度	mm	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

注1: 标准显微镜物镜的螺纹为WJ4/5"-1/36

### 显微镜物镜的工作距离:

